

Doyen RS120

Reiniger für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, sauer

Anwendung/ Dosierung

- > **Doyen RS120** ist nur für den professionellen Gebrauch
- > Einsetzbar bei folgender Wasserhärte: alle

Dosierung: 1,5 – 3,0 ml / l

- > Die Dosierung erfolgt automatisch
- > Anwendung nur durch Fachpersonal

Produkteigenschaften

- > Reinigt intensiv
- > Löst zuverlässig Salbenrückstände
- > Hat ein hohes Schutztragevermögen
- > Zeichnet sich durch besondere Wirtschaftlichkeit aus

Einsatzbereich

- > Für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Steckbeckenspüler

Wichtige Hinweise

- > Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen
- > Behälter, Leitungen und Dosiergeräte sind vor einem Produktwechsel mit Wasser zu spülen
- > Die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers ist zu beachten

Kennzeichnung: CE MD

Doyen RS120 erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Doyen RS120

Reiniger für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, sauer

Technische Daten

- > Farbe farblose Flüssigkeit
- > Dichte..... 1,1 g/ml
- > pH-Wert 1
- > Lagerfähigkeit..... Siehe Aufdruck auf dem Etikett
- > Lagerbedingungen.... Zwischen 0 und 30°C

Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung:
15 – 30 % Phosphate (Phosphorsäure)
Weniger als 5 % nichtionische Tenside, amphotere Tenside

- > Chlor: nein
- > Phosphat: ja
- > NTA: nein

Restentleerung/ Entsorgung

- > Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden
- > Informationen zur Entsorgung von Produktresten können Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verkaufseinheiten



Kanister 5 l
Art.-Nr.: 2001486

Gefahrenhinweise/ Umweltaspekte



Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern.
Diese finden Sie auf www.etol.de

